



Especificación:

Productos: Camilla hidráulica

Modelo: AG-HS001

Tamaño: 2100 * 850 * 630-950mm

Bomba especificación: dos bombas hidráulicas americanas separadas

El marco es de acero, barandillas de aleación de aluminio

Tablero trasero con casetes de rayos X.

Con mango CPR

La plataforma inferior es material de PP importado

Panel de control hidráulico

Ruedas de guía de subida y caída

Capacidad de carga máxima: 250kgs

La sección posterior está controlada por resorte, reposapiés controlado manualmente

Función de bloqueo con sistema de bloqueo central

Con Tubo IV, colchón de 8cm PU y cubre colchón a prueba de agua,

Función

Respaldo máximo ángulo ascendente: 75 °

Reposapiés Máx. Ángulo ascendente: 45 °

Ajuste de altura: 610-930mm

Trendelenburg: 15 °

Anti-trendelenburg: 15 °